

Pansements hydrocellulaires stériles Viatris

FR

BORDER**Standard****7,5 x 8,5 cm****Standard****10 x 10 cm****Tailles disponibles**

7,5 cm x 8,5 cm - Boîte de 16 pansements

10 cm x 10 cm - Boîte de 16 pansements

Présentation

Le pansement hydrocellulaire stérile Viatris Border Standard est composé :

1- d'une enduction de silicone souple sur film de polyuréthane.

2- d'un coussin souple et absorbant formé de trois couches : une couche de mousse de polyuréthane, un voile en non-tissé en viscose/polyester et un voile super absorbant.

3- d'un film externe en polyuréthane perméable à la vapeur et étanche à l'eau.

Conditionnement

Boîte de 16 pansements emballés individuellement sous sachet pelable.

Indications

Traitement des plaies exsudatives aiguës et chroniques, superficielles à profondes, bourgeonnantes exsudatives (escarres, ulcères du pied diabétique).

Mode d'emploi

Nettoyer la plaie selon les procédures habituelles.

Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle.

Retirer le feuillet protecteur d'un côté et fixer le côté adhésif, bien lisser en retirant le 2^{ème} feuillet protecteur en s'assurant que le pansement adhère bien.

Appliquer le pansement sur la plaie en débordant de 2 cm autour.

Le changement du pansement est fonction de la saturation. Il peut demeurer en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité d'exsudats.

Précautions d'emploi/Contre-indications

Ne pas utiliser sur une nécrose sèche.

Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants.

En présence de signes cliniques d'infection, consulter un professionnel de santé pour établir un traitement adapté.

Ne pas utiliser ce pansement avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène.

Usage unique. Conserver dans un endroit tempéré à l'abri de l'humidité et de la lumière.


















Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé avant l'utilisation.

En cas d'incident grave survenu en lien avec le dispositif, veuillez le notifier au fabricant et à l'autorité compétente nationale.

L'élimination des déchets doit être effectuée conformément aux procédures environnementales locales.

Noms et adresses du fabricant, du mandataire, de l'importateur et du distributeur

 Fabricant	Zhende Medical Co., Ltd. Gaobu Town, 312035, Shaoxing, Zhejiang, République Populaire De Chine
 Mandataire (Représentant Autorisé dans l'Union Européenne)	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Allemagne
 Importateur	Laboratoire SYLAMED 3 Square de Maubeuge 75009 Paris - France
 Distributeur	Viatris Santé 1 rue de Turin 69007 Lyon - France  0 800 123 550   medinfo.france@viatris.com

 Dispositif médical	 Conformité Européenne	 Numéro de lot du dispositif médical	 Référence du dispositif médical	 Identifiant unique du dispositif
 Conserver à l'abri de la lumière du soleil	 Craint l'humidité	 Limite supérieure de température à laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute sécurité		
 Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène	 Barrière stérile unique	 Ne pas restériliser	 Usage unique	
 Consulter les instructions d'utilisation	 Attention : précautions ou restrictions d'utilisation	 Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	 Date de fabrication	 Date limite d'utilisation

Année d'apposition du marquage CE : 2016

Date de publication de la notice d'utilisation : Juillet 2025